


# Väckarklocka Classic



BE1350

## Knappar och reglage



## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1350 Väckarklocka classic
- BE1272 Sängvibrator med ljud
- Nätadapter
- Bruksanvisning

### Ström och batteri

- Strömförsörjning  
7,5 V DC / 1000 mA  
Extern nätadapter
- Batterireserv  
4 x 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier (ej inkluderade)
- Drifttid, batterireserv  
~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv  
~ 10 h vid helt urladdat batteri

### Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 300 g, exkl. batterier

### Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar belysning i 5 steg
- Timeout för belysning: 8 s

### Alarm och snoozefunktion

- Timeout för alarm: 20 minuter
- Snooze-intervallet minskar från 9 till 2 min i steg om 2 min
- Timeout för snooze: 20 min

### Signaler

- Ljud  
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm  
Multifrekvenssignal : 950 Hz – 3 kHz
- Sängvibrator  
Vibratorstyrka: 2.0 – 4.0 V DC

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° – 35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% – 95%  
Icke-kondenserande


### Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator

# Väckarklocka Classic


## Komma igång

- 1 Dra bort plastfilmen från urtavlan och anslut sängvibratorn på baksidan av väckarklockan.
- 2 Anslut nätadaptorn till väckarklockan och vägguttaget.
- 3 Lägg sängvibratorn under huvudkudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.




## Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.





## Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.




## Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.  
En alarmsymbol  tänds på urtavlan.  
För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.



## Använda snoozefunktionen



Tryck på snooze-knappen för att snooza.  
Snooze-intervallet minskar automatiskt från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter.




# Väckarklocka Classic

## Inställningar

### Ljud På/Av

Tryck på knappen för Ljud På/Av markerad med  på baksidan av väckarklockan för att sätta på eller stänga av ljudet. När ljudet är avstängt ser du en -symbol på urtavlan.

### Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen markerad med  för att justera ljuset i 4 steg. **Välj steg 5 för permanent bakgrundsbelysning.**

### Tidsformat


Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

## Använda batterireserv

Väckarklockan har en batterireserv som tar över vid strömavbrott (batterier ingår ej i paketet). Den driver väckarklockan och sängvibratorn i ungefär 24 timmar vid fullt laddade batterier.

### Så här installerar du reservbatterier:






- 1 Öppna batterilocket på undersidan av väckarklockan med en skruvmejsel.
- 2 Montera fyra 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier och skruva fast locket igen.



**Varning!** Använd **ENDAST UPPLADNINGSBARA NiMH BATTERIER**. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i väckarklockan och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

## Felsökning

De flesta problem med väckarklockan kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadaptern är ansluten i vägguttaget, se <b>Komma igång</b>.</li><li>▪ Ladda reservbatterierna (ingår ej i paketet) i ett par timmar.</li></ul>
Urtavlans  -symbol börjar blinka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Öppna batterilocket och montera fyra 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier, se <b>Använda batterireserv</b>.</li></ul>
Ljudet är avstängt och en  -symbol är tänd på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tryck på knappen för Ljud På/Av markerad med  på baksidan av väckarklockan om du vill sätta på ljudet igen. Symbolen släcks då på urtavlan.</li></ul>
Urtavlan lyser för starkt eller för svagt / Jag vill att den skall lysa hela tiden.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tryck på knappen markerad med  för att justera ljuset i 4 steg.</li><li>▪ Välj steg 5 för permanent bakgrundsbelysning.</li></ul>
Sängvibratorn vibrerar inte	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att den är korrekt ansluten till väckarklockan, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>
Alarmsignalen är för låg	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.</li></ul>