

Katalog Lichtsignalanlagen & Hörlösungen



Ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen

Für Menschen mit einer Hörminderung sind alltägliche Dinge, die andere für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel das Hören der Türklingel, eine echte Herausforderung. Aber so muss es nicht sein. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, um Ihr Hören zu unterstützen. Bellman & Symfon bietet Produkte an, die Ihnen Ereignisse zu Hause signalisieren und die Ihnen helfen, Gesprächen besser folgen zu können.

Signalisierungssystem

Übersicht	3
Sender	5
Empfänger	7
Zubehör Visit	9

Hörhilfen

Übersicht Wecken & Alarmieren	11
Maxi Pro (Set)	12
Hörverstärker Mino	12
Zubehör Audio	13



Das Visit System

Zuhause hören

Das Visit System hilft Menschen mit Hörverlust in ihrem Wohnraum Signale, wie z.B. Türklingel, Telefon oder Rauchmelder wahrzunehmen. Zu wissen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn etwas passiert, bietet ein beruhigendes und sicheres Gefühl. Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Visit Sender und Empfänger in einem typischen Haushalt arbeiten.



1 Tür-Sender
Erkennt, wenn es an der Tür klingelt




2 Rauchmelde-Sender
Erkennt sowohl Rauch als auch Hitze



3 Babyruf-Sender
Informiert Sie, wenn Ihr Kind Sie braucht



4 Telefon-Sender
Erkennt eingehende Anrufe und Nachrichten



5 Tischblitzlampe
Benachrichtigt mit hellem Blitzlicht



6 Wecker
Weckt Sie mit Tonsignal, Blitzlicht und Vibration



7 Tragbarer Empfänger
Gibt ein lautes Tonsignal ab



8 Pager-Empfänger
Benachrichtigt mit kräftiger Vibration



9 Armband-Empfänger
Benachrichtigt mit dezenter Vibration

Visit Sender

Diskret, wartungsfrei und einfach zu installieren



Telefon-Sender

BE1431/BE1432 | HMV 16.99.09.0084/HMV 16.99.09.0096



Beschreibung

Der Telefon-Sender signalisiert Festnetz- und über Bluetooth Smartphone Anrufe. Über die kostenfreie App lassen sich die Signalisierungen einfach einstellen.

Bluetooth 5.0	Bis zu 50m Reichweite
Benachrichtigt bei	Anrufen und Nachrichten
Messenger-Unterstützung	Skype, Whatsapp, etc.
Festnetz-Unterstützung	und 250m Reichweite.
Größe und Gewicht	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Babyruf-Sender

BE1491 | HMV 16.99.09.0083



Beschreibung

Der Babyruf-Sender informiert Sie, sobald Ihr Kind Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind. Er signalisiert dies den Empfängern, die Sie mit Ton, Licht oder Vibration alarmieren, sodass Sie immer in der Nähe Ihres Kindes sind.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Empfindlichkeit und Verzögerung
Anpassbares Signal	Separates Signal á Kind
Optional Kontaktmatte	Wenn Ihr Kind das Bett verlässt
Größe und Gewicht	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Tür-Sender

BE1411 | HMV 16.99.09.0082



Beschreibung

Der Tür-Sender informiert Sie, sobald es an der Haustür klingelt. Wenn die Türklingel oder Gegensprechanlage betätigt wird, meldet er dies den Empfängern, welche Sie mit Ton, Licht oder Vibration informieren.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Auch für Gegensprechanlagen
Sichere Erkennung	Dual-Mikrofon-Technologie
Programmierbar	Durch „lernen“ jeden Ton erkennen
Größe und Gewicht	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Rauchmelde-Sender

BE1481 | HMV 16.99.09.0095



Beschreibung


Der Rauchmelde-Sender warnt Sie sofort im Falle eines Brandes und überträgt den Alarm auf die Visit Empfänger. Er verfügt zusätzlich über eine Batterieüberwachung, die Sie auf eine schwache Batterie hinweist.

Sensortyp	Opto-thermal
Reichweite	Bis zu 200 m
Broadcast-Modus	Übertragung an alle Visit Empfänger
Langlebig	Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
Batterieüberwachung	Anzeige schwache Batterie



Druckknopf-Sender

BE1420 | HMV 16.99.09.0072



Beschreibung

Der Druckknopf-Sender arbeitet als Funk-Türklingel. Bei Betätigung gibt er ein Signal an die Empfänger, die Sie mit Blitzlicht, Tonsignal und/oder Vibration informieren. Er kann auch als portabler Personenruf-Alarm verwendet werden.

Zuverlässig	Bis zu 200 m Reichweite
Flexibel	Verwendung als Personenruf
Einstellbare Anzeige	Signal Unterscheidung
Lange Leistung	Bis zu 2 J. Batterielebensdauer
Größe und Gewicht	48 × 66 × 23 mm, 50 g



CO-Melder

BE1555



Beschreibung




Der CO-Alarm erkennt gefährliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid und leitet den Alarm direkt an Ihre Visit-Empfänger weiter. Er verfügt über einen elektrochemischen Sensor und ein eingebautes Funkmodul.

Sichere Erkennung	Elektro-chemischer Sensor
Funkverbindung	Bis zu 200 m Reichweite
Fest verbaute Batterie	Laufzeit von 10 Jahren
Stummschaltung	Temporärer Abbruch des Alarms
Size and weight	105 × 120 × 40 mm, 185 g



Visit Empfänger und Anwendungsset

Smart, funkbasierend und benutzerfreundlich

Ton Blitz Vibration
Signal   

Tischblitzlampe

BE1441/BE1442 | HMV 16.99.09.2027/HMV 16.99.09.2026



Beschreibung

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch extra helles Blitzlicht, sobald sie durch einen Sender aktiviert wird. Sie arbeitet kabellos über Funk und lässt sich variabel ausrichten. Es ist auch eine Version mit Ausfall-Akkus (BE1442) verfügbar.

Helles Blitzlicht	30 Candela Xenon Licht
Klare Identifikation	Unterschiedliche Farb-LEDs
Drehbarer Kopf	Einfache Lichtausrichtung
Ausfall-Akkus (BE1442)	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	Ø 88 × 155 mm, 320 g



Pager-Empfänger

BE1470 | HMV 16.99.09.4002



Beschreibung

Der Pager benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Während der Nacht können Sie ein Vibrationskissen an das Ladegerät (Zubehör) anschließen.

Diskrete Vibration	Am Gürtel oder in der Tasche
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Leicht und mobil	Inkl. Gürtel-Clip und Trageband
Reichweite	200m
Größe und Gewicht	57 × 86 × 29 mm, 70 g



Tragbarer-Empfänger

BE1450 | HMV 16.99.09.2015



Beschreibung

Der tragbare Empfänger benachrichtigt Sie mit einem lauten Tonsignal, wenn ein Sender aktiviert wird. Er ist einfach zu bedienen und kabellos, sodass Sie ihn auch auf dem Balkon oder im Garten nutzen können.

Lautes Tonsignal	Einstellbar bis zu 93 dB
Klare Identifikation	Töne und Lichtsignale
Einfache Einrichtung	Wandhalterung inkludiert
Lange Leistung	Bis zu 3 J. Batterielebensdauer
Größe und Gewicht	130 × 165 × 36 mm, 590 g



Armband-Empfänger

BE8102 | HMV 16.99.09.1009



Beschreibung


Der Armband-Empfänger benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Sie tragen ihn einfach um das Handgelenk, die Ladestation ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Diskrete Vibration	Direkt am Handgelenk
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Inklusive Ladegerät	Anschluss für Vibrationskissen
Reichweite	100m
Größe und Gewicht	38 × 12 × 49 mm, 27 g



Wecker Visit

BE1580 | HMV 16.99.09.3021



Beschreibung

Der Blitzlichtwecker weckt Sie mit Tonsignal, LED-Blitzlicht und/oder Vibration, wenn es Zeit ist aufzustehen oder ein Sender aktiviert wird. Zusätzlich verfügt er über ein sanftes, blaues Nachtlicht.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Intensives Blitzlicht	Vier helle LED Lichter
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 × 92 × 108 mm, 390 g



Zubehör und Standalone

Erweitern Sie Ihre Visit Lösung

Wandhalterung

BE9075

Beschreibung

Die Wandhalterung wird verwendet, um die Visit Tischblitzlampe (BE1441/BE1442) an die Wand zu montieren, sodass das Blitzlicht überall im Raum gesehen werden kann. Sie beinhaltet Schrauben und Dübel.

Material	Aluminium
Nutzung	Im Innenbereich
Größe	45 x 90 x 50 mm
Gewicht	110 g
Farbe	Weiß



Externes Mikrofon

BE9199/BE9200

Beschreibung

Das externe Mikrofon wird mit dem Tür-Sender verwendet. Sie können zum Beispiel hiermit die Gegensprechanlage erkennen lassen, während das interne Mikrofon des Senders die Türklingel erkennt.

Kabellänge	2,5 m / 0,75 m
Mikrofon	Piezoelektrisch
Anschlüsse	3,5 mm mono
Gewicht	15 g
Farbe	Weiß



Magnetschalter

BE9023

Beschreibung

Wird zusammen mit dem Telefon-Sender verwendet und benachrichtigt Sie, z.B. wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Das Trennen der Magnete wird dem Empfänger signalisiert, der dies mit Ton-, Lichtsignal oder Vibration anzeigt.

Kabellänge	0,5 m
Anschlüsse	3,5 mm mono
Schalter AN	< 1 cm vom Magnet
Schalter AUS	> 2 cm vom Magnet
Gewicht	25 g



Externes Triggerkabel

BE9253

Beschreibung

Das Trigger-Kabel wird verwendet, um eine vorhandene Türklingel mit dem Telefon-Sender zu verbinden.

Kabellänge	0.5 m
Voltage	2-30 VDC / 3-24 VAC
Anschluss	3,5 mm stereo
Gewicht	25 g
Farbe	Weiß



Pager-Ladestation

BE1260

Beschreibung

Die Pager-Ladestation wird verwendet, um die Akkus Ihres Pagers aufzuladen. Stellen Sie dieses auf Ihren Nachttisch und verbinden Sie es mit einem Vibrationskissen, um während des Schlafs benachrichtigt zu werden, sobald ein Sender aktiviert wird.

Ladezeit	~ 6 Stunden
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Anschlüsse	Zwei Vibrationskissen
Kabellänge	1,7 m
Größe und Gewicht	78 x 88 x 43 mm, 385 g



Alarmtrittmatte

BE9026

Beschreibung

Die Alarmtrittmatte von Bellman & Symfon wird zusammen mit dem Telefon-Sender verwendet. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand das Zimmer betritt oder verlässt.

Kabellänge	1,5 m
Anschlüsse	3,5 mm mono
Größe	540 x 395 x 4,6 mm
Gewicht	255 g
Farbe	Schwarz



Vibrationskissen

BE1270

Beschreibung

Das Vibrationskissen weckt sogar Tiefschläfer. Einfach das Vibrationskissen unter Ihre Matratze oder Ihr Kopfkissen platzieren und mit einem Visit Empfänger oder Ladestation verbinden.

Kraftvolle Vibration	Weckt auch Tiefschläfer
Oberfläche	Anti-Rutsch-Beschichtung
Sichere Nutzung	Niedrig-Spannungsbetrieb
Kabellänge	2 m
Größe und Gewicht	88 x 88 x 27 mm, 120 g



Repeater

BE1510

Beschreibung

Der Repeater wird verwendet, um die Reichweite Ihres Visit Systems zu erweitern. Er ist nützlich bei großen Flächen oder in Bereichen mit dicken Wänden und kann auch als Multi-Sender genutzt werden.

Zuverlässig	Bis zu 200 m Reichweite
Signalwiederholung	Ermöglicht mehrere Repeater
Netzbetrieb	Minimierte Wartung
Batteriebetrieb	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	60 x 98 x 30 mm, 110 g



Wecker Pro

BE1370 | HMV 16.99.09.3022



Beschreibung

Der Wecker Pro weckt Sie mit extra lauten Wecktönen, hellem LED-Blitzlicht und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist einfach zu bedienen und vollgepackt mit cleveren Features wie Nachtlit und Ausfall-Akkus.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Helles Blitzlicht	Vier Blitzlicht-LEDs
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



Vibio

BE1221 | HMV 16.99.09.4003



Beschreibung

Vibio ist ein Vibrationskissen mit Bluetooth-Funktion, es wird mit einer kostenlosen App für iOS oder Android bedient. Es können mehrere Alarme erstellt, die Vibrationsleistung variiert und Hinweise für Anrufe oder SMS gewählt werden.

Deutliche Vibrationen	Weckt auch Tiefschläfer
Bluetooth®	Zuverlässige Verbindung
Benachrichtigungen	Anrufe und/oder Nachrichten
Schlummerfunktion	Ziehen an der Schlaufe
Speicherfunktion	Arbeitet auch ohne Smartphone



Übersicht Wecken & Alarmieren

Für Zuhause und unterwegs die optimale Lösung



BE1580 / HMV16.99.09.3021

Wecker Visit

Dieser Wecker ist Teil des Visit-Systems. Er weckt Sie wahlweise mit einem Alarm Ton, LED Blitzlicht und/oder Vibration durch das mitgelieferte Vibrationskissen, wenn es an der Tür klingelt, das Telefon läutet, das Baby Aufmerksamkeit benötigt oder wenn der Rauchalarm ausgelöst wird.

Lieferumfang

- ✓ BE1580 Wecker Visit
- ✓ BE1272 Vibrationskissen
- ✓ 4 × 1.2 V AAA NiMH-Akkus
- ✓ 7.5 V DC / 1000 mA Netzteil

Merkmale

- Lauter Ton**
Steigert sich bis zu 100 dB(A).
- Intensive Beleuchtung**
Weckt Sie mit LED Blitzen.
- Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen.
- Nachtlicht**
Führt Sie zurück ins Bett.
- Ausfall-Akkus**
Arbeitet bei Stromausfall.

Alarmart

- Alarmton
- LED Blitzlicht
- Vibrationen vom Vibrationskissen

Visit Alarmart

- Orangefarbene LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender ist aktiviert
- Grüne LED, Tür-Symbol
Der Tür-Sender ist aktiviert
- Gelbe LED, Telefon-Symbol
Der Telefon-Sender ist aktiviert
- Rote LED, Feuer-Symbol
Der Rauchmelde-Sender ist aktiviert



BE1370 / HMV 16.99.09.3022

Wecker Pro

Dieser Wecker weckt Sie wahlweise mit einem ansteigendem Alarm Ton, LED Blitzlicht und/oder Vibration durch das mitgelieferte Vibrationskissen. Er ist einfach zu bedienen und hat zusätzliche Funktionen wie Nachtlicht, Ausfall-Akkus und einen direkten Telefonanschluss.

Lieferumfang

- ✓ BE1370 Wecker Pro
- ✓ BE1272 Vibrationskissen
- ✓ 4 × 1.2 V AAA NiMH-Akkus
- ✓ 7.5 V DC / 1000 mA Netzteil

Merkmale

- Lauter Ton**
Steigert sich bis zu 100 dB(A).
- Intensive Beleuchtung**
Weckt Sie mit LED Blitzen.
- Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen.
- Nachtlicht**
Führt Sie zurück ins Bett.
- Ausfall-Akkus**
Arbeitet bei Stromausfall.

Alarmart

- Alarmton
- LED Blitzlicht
- Vibrationen vom Vibrationskissen

Hinweis: Dieser Wecker ist eine reine Stand Alone Variante und kann nicht mit der Visit Lichtsignalanlage genutzt werden!



BE1221 / HMV 16.99.09.4003

Vibio

Vibio ist ein kabelloses Vibrationskissen, das über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbunden wird. Über die kostenlose App können Sie mehrere Alarme erstellen, die Vibrationsstärke auswählen oder die Benachrichtigungen von Anrufen und/oder SMS aktivieren.

Lieferumfang

- ✓ BE1221 Vibio Vibrationskissen
- ✓ USB-Ladekabel

Merkmale

- App gesteuert**
Passen Sie Ihre Alarme an.
- Starke Vibrationen**
Weckt selbst Tiefschläfer.
- Bluetooth 5**
Zuverlässige Kommunikation.
- Benachrichtigung**
Für Anrufe und SMS.
- Einstellen und vergessen**
Funktioniert ohne das Handy.

Alarmart

- Vibration
Stärke über App einstellbar

App Installation

Laden Sie die Vibio-App von dem App Store® oder Google Play™ herunter und folgen Sie den Installationsanweisungen.



Hörverstärker

Entdecken Sie die Freude des besseren Hörens

Maxi Pro TV Set

BE8054



Beschreibung

Das Maxi Pro TV Set ist mit Bluetooth-Technologie ausgestattet und wird einfach verbunden mit dem TV, Smartphone, Tablet oder Radio. Das Set beinhaltet das Maxi Pro und den Maxi Pro TV Streamer und ein Headset.

Verbindungen	Qualcomm® aptX™ LL
Flexibel	Sprachübertragung, TV-Anbindung und Smartphone-Anrufe
Einfache Bedienung	Robustes Design und haptische Tasten
Lieferumfang	BE2021, BE2022, BE9233
Größe und Gewicht	140 × 45 × 27 mm, 197 g



Maxi Pro

BE2021



Beschreibung

Maxi Pro ist ein digitaler Hörverstärker, ideal für hörgeminderte Menschen oder als Ergänzung für Höreräteträger (mit Induktionsschleife). Mit der Bluetooth-Technologie ist zusätzlich zur Gesprächsübertragung die drahtlose Anbindung an Ihr Smartphone und ein weiteres Geräte möglich. Headset ist bereits beinhaltet.

Mikrofon	Omnidirektional
Signalverarbeitung	16 bit digital stereo
Verbindungen	Qualcomm® aptX™ LL
Akkus	2 × 3.7V 750mAh Li-Ion
Maße und Gewicht	140 × 45 × 27 mm, 127 g



Hörverstärker Mino

BE2030



Beschreibung

Mino ist ein digitaler Hörverstärker für diejenigen, die ein kleines und leichtes Gerät wollen, das diskret in die Tasche passt. Nutzen Sie Kopfhörer oder eine Induktionsschleife, wenn Sie Hörgeräte oder Cochlea-Implantate verwenden.

Mikrofon	Omni- und direktional
Signalverarbeitung	16 bit digital Stereo
Integrierte Telefonspule	Für Orte mit Ringschleifen
Akku	Aufladbarer Lithium-Ionen- Akku
Größe und Gewicht	99 × 48 × 22 mm, 74 g



Zubehör

Ergänzen Sie Ihre Hörlösung

Induktionsschlinge

BE9159/BE9161



Beschreibung

Die Induktionsschlinge ist bequem, leicht und erzeugt eine hohe Ausgangsleistung. Verbinden Sie diese mit Ihrem Sprachverstärker und schalten Sie Ihr Hörsystem auf das „T“-Programm. Erhältlich mit einem langen oder kurzen Anschlusskabel.

Hohe Leistung	Dual-Kanal-Ausgang
Gewebehülle	Komfortabel & hygienisch
Knotenfreies Kabel	Einfach zu nutzen
Vergoldeter Stecker	Verhindert Korrosion
Kabellänge	90 cm oder 15 cm



Microset™

BE9129



Beschreibung

Das MicroSet™ ist ein Zubehör speziell für Mino, welches aus einem dezenten Revers-Mikrofon und einem Ohrhörer besteht. Bringen Sie das Mikrofon am Revers an, verstauen Mino in der Tasche.

Kabellänge	95 cm
Anschluss	3,5 mm Stereo
Mikrofon	Omnidirektional
Gewicht	15 g
Farbe	Schwarz



Externes Mikrofon

BE9136

Beschreibung

Das externe Mikrofon kann als Ansteck-Mikrofon während Sitzungen und Vorträgen verwendet werden.

Kabellänge	1 m
Anschluss	2,5 mm Stereo
Mikrofon	Omnidirektional
Gewicht	12 g
Farbe	Schwarz



Kabel Kit

BE9126

Beschreibung

Verwenden Sie das Kabel-Kit, um Ihren Sprachverstärker an Ihren Fernseher oder Hi-Fi-System anzuschließen und genießen Sie hohe Klangqualität in Stereo. Das Kit enthält ein 5 Meter Stereo-Kabel und einen Stereo-Cinch-Adapter.

Kabellänge	5 m
Kabel-Anschluss	2,5 zu 3,5 mm Stereo
Adapterlänge	25 cm
Adapter Anschluss	3,5 mm Stereo zu Cinch
Farbe	Schwarz



Kopfhörer

BE9122

Beschreibung

Der Stereo-Kopfhörer verfügt über eine halbgeschlossene Kapsel und liefert klaren Sound. Er hat einen hervorragenden Klang, ist sehr robust und benutzerfreundlich.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ω ± 10%
Empfindlichkeit	113 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1,2 m



Einsteckhörer

BE9124

Beschreibung

Der Stereo-Einsteckhörer ist leicht und bietet klaren Sound mit viel Detail. Er ist geschlossen, mit minimalen Klangverlust und bietet große Ausgrenzung von Außengeräuschen.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω ± 10%
Empfindlichkeit	104 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1,2 m



Kopfhörer-Headset

BE9233

Beschreibung

Mit integriertem Mikrofon bietet es die Möglichkeit mit einem klaren Klang zu telefonieren und gleichzeitig die Hände frei zu haben.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ω ± 10%
Empfindlichkeit	≥113 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3.5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1.25 m



Einsteckhörer-Headset

BE9229

Beschreibung

Die Einsteckhörer mit Mikrofon wurden speziell für das Maxi Pro entwickelt und können so z.B. zum Musik Hören oder ungestörten Telefonieren verwendet werden. Sie verfügen über ein vollständig integriertes Mikrofon und eine Tastenbedienung.

Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω +/- 10%
Empfindlichkeit	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3.5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1.2 m



Reise-Etui

BE9147

Beschreibung

Das Reise-Etui ist speziell für unsere Hörverstärker ausgelegt. Es ist aus strapazierfähigem, schwarzem Canvas Stoff, mit einem verstärkten Deckel, der effizient Ihr Zubehör während der Reise schützt.

Robustes Canvas	Widerstandsfähig
Verstärkter Deckel	Schützt Ihre Produkte
Magnetverschluss	Leicht zu öffnen/schließen
Farbe	Schwarz
Größe und Gewicht	19 × 15 × 5 cm, 240 g





Unsere Passion ist das Hören

Bellman & Symfon Schweden hat sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität für Menschen mit Hörminderung zu verbessern. Unsere Mitarbeiter und Partner haben sich dieser Mission gewidmet. Wir arbeiten eng mit Hörakustikern und führenden Experten daran, besseres Hören für jeden zu ermöglichen.

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Uelzener Str. 14
21335 Lüneburg
E-Mail info@bellman.de
Technischer Support
0800 74 333 38

PRODCAT_001ART015_DE

