

# Mino Samtalsförstärkare



## Upptäck glädjen i att höra bättre

Mino är en samtalsförstärkare som hjälper dig att delta obehindrat i umgänget med dina nära och kära. Den lyfter fram orden så att du hör dem klart och tydligt även när det är mycket som händer i bakgrunden. Det betyder att du inte behöver anstränga dig lika mycket för att höra.

Du kan använda Mino till exempel när familjen samlas kring middagsbordet, i affären eller för att lyssna på radio och TV. Mino levererar rent och klart ljud och fungerar både med och utan hörapparat.



**”Numera är jag  
inte lika trött  
efter släktkalaset”**





”Nu pratar vi inte längre förbi varandra”

## På tu man hand

Även i lugna miljöer kan det ibland vara svårt att uppfatta detaljerna i ett samtal.

Lägg Mino på bordet framför den du pratar med och ställ in önskad volym så sköter Mino resten. Du kan välja att lyssna med hörlurar, öronsnäckor eller stetoclips. Mino är också ett utmärkt komplement till hörapparaten när det är mycket som händer i bakgrunden. Då rensar den bort ljud som stör och förtydligar talet ytterligare innan det når hörapparaten.

### ▼ Hörlurar



### ▼ Öronsnäckor



### ▼ Stetoclips



## På tillställningar

Restaurangbesök och släktkalas är ofta stimmiga tillställningar med hög ljudnivå och många som pratar samtidigt. Då kan det vara extra ansträngande att följa med i konversationen. Efter att ha tröttnat på att be folk upprepa sig är det lätt att man till slut tystnar.

Med Mino kan du höra bra även i bullriga miljöer. Rikta Mino mot personen du vill prata med och växla till rikt-mikrofon så rensas sorlet i bakgrunden bort samtidigt som talet i din närhet lyfts fram.

### ▼ Hals slinga

En hals slinga använder du för att ansluta Mino till hörapparat eller cochleaimplantat.





## Framför TV:n

När man har svårt att höra är det lätt att volymen på Tv:n och radion blir väldigt hög. Något som inte alltid uppskattas av övriga familjemedlemmar.

Nu finns det ingen anledning att höja volymen för att höra bättre. Anslut Mino med medföljande kabel så kan du lyssna på den volym du önskar samtidigt som familjens öron skonas. Vill du diskutera programmet med familjen så trycker du på mikrofonknappen. Då kan du delta i konversationen samtidigt som du hör TV:n.

### ▼ Kabelsats, 5 m



## På bio eller konsert

Ett bio- eller konsertbesök är ett trevligt avbrott från vardagen. Men om man behöver anstränga sig för att höra är det lätt att upplevelsen går förlorad.

Många offentliga lokaler som till exempel biografer, konserthallar och kyrkor är utrustade med hörslinga. I dessa lokaler fångar Mino upp ljudet från filmen, orkestern eller talaren med hjälp av en inbyggd telespole. Du kan också kombinera ljudet från hörslingan med den inbyggda mikrofonen när du vill prata med personen bredvid dig.

### ▼ T-symbol

Titta efter en skylt med T-symbol nästa gång du besöker din favoritbiograf eller konserthall.





”Nu behöver jag inte oroa mig för att höra fel”

## På apoteket

Om farmaceutens röst flyter ihop med bakgrunden när man ska hämta ut sitt recept är det lätt att man missar viktig information. Å andra sidan vill man inte att rådgivaren skall prata för högt så att andra råkar höra något privat.

Lägg Mino på disken så hör du klart och tydligt vad biträdet säger utan att hon behöver höja rösten. Du kan också ta med dig samtalsförstärkaren in till doktorn på ditt läkarbesök.

### ▼ MicroSet™

MicroSet™ är ett tillbehör som består av en diskret myggmikrofon och en öronsnäcka. Fäst myggmikrofonen på kavajslaget så kan du ha Mino i fickan och få händerna fria för annat.



## I bilen

I en bullrig bilmiljö kan det vara väldigt tröttnande att fokusera på trafiken och samtidigt försöka följa med i ett samtal. Förutom störande trafikbuller sitter passagerarna ofta vända ifrån dig.

Häng Mino runt halsen på ditt resesällskap så filtrerar den effektivt bort trafikbullret samtidigt som den lyfter fram orden. Sitter ni längre ifrån varandra kan du istället välja att ansluta en liten myggmikrofon som du fäster på resesällskapets kläder med en klämma.

### ▼ Reseetui

Reser du ibland? Beställ då ett tåligt reseetui i canvas som är speciellt utformat för att skydda Mino och dina olika lyssningstillbehör.



## Liten och lätthanterlig

### Du är igång på några minuter

Mino är liten och lätt som en mobiltelefon och ryms diskret i fickan. Den är intuitivt enkel att använda och du når allt du behöver med en knapptryckning.

Mino är dessutom utrustad med ett uppladdningsbart batteri som varar i hela 18 timmar. Det är tillräckligt för en hel dags umgänge, en helkväll med film eller en dagsutflykt i bilen.



## Riktmikrofon

### Peka och lyssna

Mino har både rundupptagande mikrofon och riktmikrofon. Med riktmikrofonen kan du "peka" på den som talar samtidigt som den allmänna ljudnivån blir mindre störande. Riktmikrofonen är speciellt användbar i bullriga miljöer som till exempel restauranger, stationer och caféer, där det annars kan vara mycket svårt att urskilja tal.

## Rent och klart ljud

### Hör utan ansträngning

Mino är utrustad med den senaste digitala tekniken och levererar rent och distinkt ljud med samma kvalitet som i moderna CD och DVD-spelare. Den filtrerar effektivt bort störande bakgrundsljud och lyfter fram tal så att du kan delta i samtalet utan att bli trött i huvudet.



# Så använder du Mino med hörapparat

Mino förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten eller hörselimplantatet. Det renare ljudet gör att du inte behöver anstränga dig så mycket för att höra vad som sägs. Här kan du se hur det praktiskt går till.



## 1. På bordet

Mino fångar upp ljudet, rensar bort störande bakgrundsbrus och förtydligar tal.

## 2. Runt halsen

Halsslingan överför det förstärkta ljudet trådlöst till hörapparaten eller hörselimplantatet.

## 3. Vid örat

Hörapparaten eller hörselimplantatet förfinar ljudet ytterligare innan det når örat.

Kräver hörapparat med telespole



## Funktioner

- Riktmikrofon ✓
- Rundupptagande mikrofon ✓
- Digital signalbehandling ✓
- Digital brusreducering ✓
- Tonkontroll ✓
- Volymkontroll ✓
- Balanskontroll ✓
- Inbyggd telespole ✓
- Uppladdningsbart batteri ✓
- Ingång för extern ljudkälla ✓
- Avancerad mixfunktion ✓
  - Mixar ljudet från den inbyggda mikrofonen med signalen från:
    - Halsslinga (MT-läge)
    - Linjeingång
    - Extern mikrofon
- Avancerad inställningsmeny ✓

## I paketet

- Mino samtalsförstärkare
- Halsrem
- Bältesclip
- Användarhandbok
- Universalladdare

Paketets innehåll kan variera



## Produkter som förenklar din vardag

I 20 år har Bellman & Symfon arbetat med att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Våra hörselprodukter består av en rad innovativa lösningar som är utvecklade i ett unikt samarbete mellan audionomer, audiologer, ledande forskare och användare. Hörselprodukter med oslagbar ljudkvalitet som är intuitivt lätta att använda.

### European office

Bellman & Symfon Europe AB  
Södra Långebergsgatan 30  
421 32 Västra Frölunda  
Sweden  
Tel +46 31 68 28 20  
Fax +46 31 68 28 90  
E-post [info@bellman.se](mailto:info@bellman.se)

### Asia Pacific office

Bellman & Symfon Asia Ltd.  
1115-16, Main Tower, GD Int'l Hotel  
339 Huanshi Dong Rd  
Guangzhou, China, 510095  
Phone +86 20 8318 2950  
Fax +86 20 8333 5528  
E-mail [info.cn@bellman.com](mailto:info.cn@bellman.com)