

Lyssna på den volym du önskar

Anslut Domino till din TV för att lyssna på den volym du önskar utan att störa övriga i familjen. Du kan också följa ditt favoritprogram på radio eller lyssna på musik i ditt HiFi-system, samtidigt som familjens öron skonas. Vill du diskutera programmet med familjen så trycker du bara på mikrofonknappen.



Dominosystemet består av en sändare och en mottagare. Så här använder du dem.

Mottagaren fångar upp tal i din närhet. Häng den runt halsen eller placera den på bordet framför dig.

The transmitter plockar upp tal längre bort. Placera den på andra sidan bordet – eller be din kollega, skolkamrat eller lärare att ta den på sig.



Produkter som förenklar din vardag

I över 20 år har Bellman & Symfon arbetat med att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Våra hörselprodukter består av en rad innovativa lösningar som är utvecklade i ett unikt samarbete mellan audionomer, audiologer, ledande forskare och användare. Hörselprodukter med oslagbar ljudkvalitet som är intuitivt lätta att använda.

European office

Bellman & Symfon Europe AB
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail info@bellman.se

Asia Pacific office

Bellman & Symfon Asia Ltd.
1115-16, Main Tower, GD Int'l Hotel
339 Huanshi Dong Rd
Guangzhou, China, 510095
Phone +86 20 8318 2950
Fax +86 20 8333 5528
E-mail info.cn@bellman.com

© 2013, Bellman & Symfon AB, all rights reserved. Bellman, Bellman & Symfon and the Bellman & Symfon logo are registered trademarks of Bellman & Symfon AB.

bellman.se/domino

BE2210_05285H001_EN

Domino Pro Trådlöst lyssningssystem



Upptäck glädjen i att höra bättre

Domino Pro är ett trådlöst lyssningssystem som hjälper dig att delta obehindrat i umgänget med dina nära och kära. Orden lyfts fram så att du hör dem klart och tydligt även när det är mycket som händer i bakgrunden. Domino levererar rent och klart tal, och fungerar vare sig du använder hörapparat dagligen eller bara hör lite sämre ibland. Det betyder att du inte behöver anstränga dig lika mycket för att höra.

Använd Domino på mötet eller seminariet, eller när du är ute på middag med vänner. Domino hjälper dig i de allra flesta vardagliga situationer.



Ett enkelt sätt att höra bättre

Domino använder digital signalbehandling för att filtrera bort oönskat bakgrundsljud och lyfta fram tal innan det når din hörapparat eller talprocessor. Det betyder att du enkelt uppfattar vad som sägs och kan delta i konversationen utan ansträngning.

Bara att peka och lyssna


Båda Dominoenheterna är utrustade med två olika slags mikrofoner. Den rundupptagande mikrofonen används i tysta miljöer, medan du med riktmikrofonen kan 'peka' på den som talar i situationer då det är särskilt svårt att höra.

Det är speciellt användbart i bullriga miljöer som till exempel matsalar, restauranger och flygplatser där det annars kan vara svårt att uppfatta tal.



 **Bellman & Symfon®**
DESIGN FOR EARS


HEMMA




PÅ RESTAURANG




PÅ JOBBET




I SKOLAN



FRAMFÖR TEVEN



I BILEN



* Om du inte använder hörapparat, kan du välja att lyssna med hörlurar eller öronsnäckor.

Så fungerar Domino

1. På bordet

Sändaren plockar upp ljud från andra sidan bordet och skickar det trådlöst till mottagaren. Mottagaren fångar också upp vad som sägs i din närhet, förstärker tal och rensar bort störande bakgrundsbrus.

2. Runt halsen

Sedan skickas talet trådlöst via halsslingan till hörapparaten eller cochleaimplantatets processor.

3. I örat

Hörapparaten eller talprocessorn förfinar ljudet ytterligare innan det når örat.



I paketet

Allt ingår. I paketet ingår allt du behöver för att enkelt komma igång. Upptäck glädjen i att höra bättre med det trådlösa lyssningssystemet Domino Pro.

- ✓ Domino Pro sändare
- ✓ Domino Pro mottagare
- ✓ Tåligt reseetui
- ✓ Öronsnäckor
- ✓ Mikrofon med klämma
- ✓ Stereokabel, 1,5 m
- ✓ Halsremmar
- ✓ Universalladdare
- ✓ Användarhandbok
- ✓ Komma igång-guide

